

新型コロナウイルス検査のための唾液の取り方

● 必要な物（検査当日渡します）

- ① 唾液採取用スピッツ（ストロー入り）
- ② ジッパー付ビニール袋

①



②




● 採取前の注意点

飲食、歯磨き、うがい直後の採取は避けてください（30分程度空ける）

● 採取量

2ml 以上（唾液の液体部分が 2 ml の線を超えるように入れてください。）

● 採取方法



1. 手をきれいにします。
2. 口の中に唾液を溜めます。
3. 中に入っているストローを用いて、溜めた唾液を容器に移します。
4. ストローは捨てて、フタをしっかりと閉めます。
5. ジッパー付ビニール袋に入れます。
6. 最後に手をきれいにします。